

報道関係者各位

ビジョンバイオ株式会社

# 混入異物を手元で分類 トラブルの早期解決に ～ 企業の品質管理担当者向け、異物検査試薬キット「異物鑑定団®」発売 ～

遺伝子検査試薬開発販売、食品検査、異物検査、自然環境分析のビジョンバイオ株式会社(本社:福岡県久留米市、代表取締役社長:塚脇博夫、0942-36-3100)は、食品等への混入異物を分類する試薬キット「異物鑑定団」の販売を、2016年6月1日より販売開始します。

食の安心・安全への意識が高まる中、製造業をはじめとする多くの企業にとって、混入異物対策は大きな課題となっています。特に最近では、お申出の受付から原因の究明、対策の立案までのスピードを求められるケースや慎重な情報管理が求められるケースも増えており、自社で一次対応ができる体制を調えたいというご要望が聞かれていました。また、異物分析の場合には外部委託を行う際にも、異物の種類に応じて適切に依頼先や手法を選択する必要があるため、早期に方向性を決定できるような方法が求められていました。

今回販売を開始した「異物鑑定団®」は、異物分析における呈色試験のための試薬セットです。タンパク質やデンプン、植物組織に特徴的なセルロースやリグニン、カルシウムや一部の金属に反応する試薬によって構成されています。取扱説明書に沿って試験を行い、その結果と、異物を水や有機溶媒に浸漬したときの反応や加熱・燃焼したときの变化、磁性の有無のなどといった情報を組み合わせることで、お手元で異物の種類を分類することが可能になります。スピードが求められる異物トラブルにおいて、製造業や卸業者、小売店、外食産業など、幅広い業種・業態の品質管理の担当者にお役立ていただきたいと考えています。

販売価格は、1キット(約25回分)が¥30,000(税別)。なお、ピペット等の分析に必要な機器や器具は、別途ご準備ください。また、ご利用にあたっては、試薬の取り扱いについての基本知識やピペット操作が必要です。これから検査体制を調えたい企業様や、検査・分析の実務経験がないという担当者の方には、機器の紹介や個別の技術研修も行っております。また、2016年8月以降、異物鑑定団®を用いた技術セミナーの開催も予定しています。

《ビジョンバイオ株式会社 会社概要》 ホームページ <http://www.visionbio.co.jp/>

代表取締役社長 塚脇 博夫

本社所在地:〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1-1 久留米リサーチセンタービル1F

主な事業:遺伝子検査試薬開発販売、食品検査センター、異物検査センター、自然環境分析センター

《本件に関するお問合せ》 営業部 担当:立岩 Tel:0942-36-3100 E-mail: info@visionbio.com